i

Программа ABSORBDX

Содержание

1	Программа ABSORBDX	3
2	Теоретические предпосылки	3
2.1 2.2	Функция ослабления Библиография	3 4
3	Использование программы ABSORBDX	5
4	Примеры	7
4.1 4.2	Тонкий азотный уровень на железе Смесь корунда и бемита	7 7
При	8	
A A.1 A.2 A.3 B	Массовый коэффициент поглощения Ослабление вследствие фотоэлектрического эффекта Ослабление вследствие упругого рассеяния Ослабление вследствие неупругого рассеяния Расчет ослабления	
Ука	затель	13

1 Программа ABSORBDX

ABSORBDX – программа, входящая в пакет DIFFRAC^{*plus*} Evaluation Package. Целью программы является определение толщины слоя проникновения рентгеновского излучения в заданных условиях. В условиях стандартной порошковой дифракции, программа позволяет установить, например, является ли проба бесконечно толстой для излучения или нет.

При дифракции в условиях скользящего пучка чем меньше угол падения, тем меньше толщина проникновения излучения. В этом случае ABSORBDX особенно полезна так как позволяет узнать глубину проникновения по заданному углу падения.

Для получения глубины анализируемого слоя все, что потребуется – ввести общий химический состав (т.е. пропорции различных атомов), плотность, используемую длину излучения (напр. Cu Ka1), и дифракционные углы двухкружного гониометра. ABSORBDX использует классическую модель поглощения, описанную в следующей главе.

2 Теоретические предпосылки

2.1 Функция ослабления

Рентгеновское излучение поглощается в основном благодаря фотоэлектрическому эффекту и ослабляется благодаря эффектам упругого (Рэлеевского) и неупругого (Комптоновского) рассеяния; общее ослабление подчиняется закону Бэра-Ламберта¹ для заданной длины волны λ:

$$I(d) = I_0 \cdot e^{-\mu \cdot \rho \cdot d}$$

где d – длина пути проникновения рентгеновского излучения в материал, μ - массовый коэффициент ослабления (см² /г), который зависит от λ , ρ - плотность материала.

Замечание: т.к. основное ослабление происходит за счет фотоэлектрического эффекта, коэффициент ослабления принято также называть коэффициентом поглощения.

Коэффициент массового поглощения рассчитывается в соответствии с составом материала:

$$\mu = \sum_{i} c_{i} \cdot \mu_{i}$$

i –химический элемент, c_i – его массовое соотношение, μ_i – коэффициент поглощения данного элемента. μ_i зависит от длины волны. Некоторые авторы используют линейный коэффициент поглощения $\mu_L = \mu.\rho$, однако он сильно зависит от структуры материала, а μ - только от состава.

В зависимости от геометрии дифрактометра и при условии гомогенности пробы путь рентгеновского пучка в зависимости от глубины проникновения:

$$d = x \cdot \left(\frac{1}{\sin\gamma} + \frac{1}{\sin(2\theta - \gamma)}\right)$$

Wilhelm BEER (1797-1850), Johann Heinrich LAMBERT (1728-1777), Pierre BOUGUER (1698-1758)

 γ - угол между падающим пучком и поверхностью, 2θ – угол отражения пучка. В случае геометрии Брэгга-Брентано, $\gamma = \theta$ и $d = 2x/\sin\theta$.



Рис. 2-1 Путь рентгеновского пучка и поглощение в пробе

Следовательно, интенсивность пучка продифрагировавшего на слое толщиной *х* выражается:

$$I(x) = I_1 \cdot \left[1 - \exp\left(-\mu \cdot \rho \cdot x \cdot \left(\frac{1}{\sin \gamma} + \frac{1}{\sin(2\theta - \gamma)} \right) \right) \right]$$

где *I*₁ – полная интенсивность, зарегистрированная детектором (см. раздел В – расчет поглощения).

Зависимость является экспоненциальной, т.е. теоретически анализируемый слой обладает бесконечной толщиной; однако можно предполагать, что имеет место зависимость $I(x)/I_1 = p. p$ обычно принимается 0.9 (90 % сигнала) и зависит от условий измерения. В таком случае:

$$x = -\ln(1-p) \times \left(\mu(\lambda) \cdot \rho \cdot \left(\frac{1}{\sin\gamma} + \frac{1}{\sin(2\theta - \gamma)}\right)\right)^{-1}$$

2.2 Библиография

Значения μ_{*i*}(λ), используемые для DIFFRAC^{*plus*} взяты из следующих источников:

 массовые коэффициенты поглощения вследствие фотоэлектрического эффекта при энергиях выше 1 000 эВ:

Leroux J. and Thinh T.P., *Revised Tables of X-Rays Mass Attenuation coefficients*, (Corporation Scientifique Claisse inc., Québec), 1977;

 массовые коэффициенты поглощения вследствие фотоэлектрического эффекта при энергиях ниже 1 000 эВ:

Henke B.L., Lee P., Tanaka T.J., Shimabukuro R.L. and Fujikawa B.K., *Low-Energy* X-Ray Interaction Coefficients: Photoabsorption, Scattering and Reflection E = 100-2000 eV Z = 1-94, in Atomic Data and Nuclear Data Tables, Vol. 27 (1), K. Way, ed. (Academic Press), p 1-144, 1982;

• массовые коэффициенты поглощения вследствие упругого и неупругого поглощения:

Hubbell J.H., McMaster W.H., Del Grande N.K. and Mallett J.H., X-Ray Cross Sections and Attenuation Coefficients, Sec. 2.1. in International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. 4, J.A. Ibers and W.C. Hamilton, eds. (Kynoch Press, Birmingham), p 47-70, 1974.

3 Использование программы ABSORBDX



Запустите программу AbsorbDX;

AbsorbDX.exe

AbsorbDX V1.1.2			
Material Composition : 0.4%C+0.3%Mn+1%Si+5%Cr+1.5%Mo+Fe			
Composition: enter a valid formula e.g. Fe304 or a mixture using "+" sign e.g. 10%Fe+90%Fe0 for a mixture, an unspecified percentage defaults to the balance to 100% e.g. 18Cr+10Ni+Fe Density : 7.9 g/cm3			
Beam : radiation and geometry Radiation : Cu KA1 Wavelength: 1.5406 Ao Energy (kEV) : 8.049			
2 Theta: 60 Bragg condition Gamma=incidence angle : 1			
Calculated absorption (Photoelectric+Compton+Rayleigh)			
Mass (cm2/g): 306.6 Linear (cm-1): 2422			
Depth for 90 % contribution to the diffracted beam (um) : 2.377			
Update display Quit Quit and save			
Press F1 for help			

Fig. 3-1 Использование программы ABSORBDX для расчета анализируемой области стальной (H13) пробы рентгеновской трубкой с Си-излучением

Панель Material

В поле **Composition** введите элементный состав материала. Есть два способа задать состав:

- если материал стехиометрический можно просто ввести его формулу, где коэффициент следует сразу за элементом. Пример для магнитного железняка Fe304;
- можно также использовать процентное соотношение элементов в этом случае коэффициент расположен перед элементом, а элементы разделены знаком плюс; напр. для FeAl₄₀ - 60%Fe+40%A1. Также можно вводить процентное соотношение составляющих - 20%SiO2+80%CaCO3;

вы также можете определять элементы в общем виде (предполагается, что сумма концентраций всех элементов = 100%), для этого не указывайте их концентрации. Например, в случае нержавеющей стали 316L:

2%Mn+1%Si+17%Cr+12%Ni+2.5%Mo+**Fe**

(мы пренебрегли элементами с низкими концентрациями - С, Р и S).

В поле **Density**, введите плотность пробы в г.см⁻³ (кг.л⁻¹, тонн.м⁻³);

Панель Beam: radiation and geometry

В поле **Radiation** введите тип рентгеновского излучения, используемый для записи дифрактограмм, т.е., фактически, материал анода трубки и тип рентгеновской линии. Например, если используется трубка с медным анодом, введите Cu KA1.

Поля Wavelength и Energy (keV) будут заполнены автоматически, однако вы можете вручную ввести длину волны в Å или энергию в кэВ.

В поле **2 Theta введите угол** 20 (между падающим и дифрагированным пучком) в градусах;

- если вы работаете в геометрии Брэгга-Брентано (угол падения θ), оставьте опцию Bragg condition включенной; если угол падения γ отличается от θ (напр. при измерениях со скользящим падением пучка), отключите опцию и введите в поле Gamma=incidence angle значение угла падения;
- в поле **Depth for** (панель **Calculated absorption**), для оценки анализируемой глубины *d* введите коэффициент *p* в % (физическое значение *d*-микронный слой пробы дает *p* % сигнал); значение по умолчанию составляет 90 %;

Для начала расчета нажмите Update display.

Экран результатов

После расчета ABSORBDX выведет коэффициенты поглощения и глубину *d*:

- массовый коэффициент поглощения µ отображается в поле Mass (cm2/g);
- коэффициент линейного поглощения µ_L в поле Linear (cm-1);
- глубина *d* ів мкм отображается в поле Depth for *p* % contribution of the diffracted beam (um).

Выход из программы ABSORBDX

You can then quit ABSORBDX in two manner:

- using the Quit and save button: the next times you will use ABSORBDX, the current parameters will be used as default;
- using the Quit button: the parameters will not be saved for the next use.

4 Примеры

4.1 Тонкий азотный уровень на железе

Проба – азотированное железо с тонким азотным слоем γ -Fe₄N (ρ = 7.212 г.см⁻³). Проба измеряется в условиях скользящего пучка рентгеновской трубкой с кобальтовым анодом. Железный (111) пик (максимум на 2 θ = 48.2 °) появляется при γ = 1 °; глубина для 90 % распределения измеренной интенсивности при данных углах составляет 1.0 мкм.

🐃 AbsorbDX V1.1.2
Material
Composition : Fe4N
Composition: enter a valid formula e.g. Fe3O4 or a mixture using "+" sign e.g. 10%Fe+90%Fe0 for a mixture, an unspecified percentage defaults to the balance to 100% e.g. 18Cr+10Ni+Fe
Density : 7.212 g/cm3
Beam : radiation and geometry
Radiation : Co KA1 Wavelength: 1.7890 Ao Energy (kEV) : 6.931
2 Theta: 48.2 Bragg condition Gamma=incidence angle : 1
Calculated absorption (Photoelectric+Compton+Rayleigh)
Mass (cm2/g): 53.77 Linear (cm-1): 387.8
Depth for 90 % contribution to the diffracted beam (um): 1.012
Update display Quit Quit and save
Press F1 for help

Рис. 4-1 Поглощение азотным слоем нанесенным на железо

4.2 Смесь корунда и бемита

Рассмотрим порошковую смесь 20% корунда (α -Al₂O₃, ρ = 3.987 г.см⁻³) и 80% бемита (AlOOH, ρ = 3.071 г.см⁻³). Смесь анализируется в схеме Брэгга рентгеновской трубкой с медным анодом. Для (020) пика бемиита (2 θ = 14.5 °), глубина при р = 90 % составляет 16.2 мкм.

$$\left(\rho = \frac{100}{\frac{20}{\rho_{Al_2O_3}} + \frac{80}{\rho_{AlOOH}}} = 3.219 \text{ g.cm}^{-3}\right)$$

Material				
Composition :	20%Al2O3 + 80%AlDOH			
Composition: e for a mixture, a	nter a valid formula e.g. Fe3O4 or a mixture using "+" sign e.g. 10%Fe+90%FeO an unspecified percentage defaults to the balance to 100% e.g. 18Cr+10Ni+Fe			
Density :	3.219 g/cm3			
Beam : radiation and geometry				
Radiation :	Cu KA1 Wavelength: 1.5406 Ao Energy (kEV): 8.049			
2 Theta:	14.5 🗹 Bragg condition Gamma=incidence angle :			
Calculated absorption (Photoelectric+Compton+Rayleigh)				
Mass (cm2/g) :	27.85 Linear (cm-1) : 89.66			
Depth for	90 % contribution to the diffracted beam (um) : 16.2			
Update disp	Quit Quit and save			
іс. 4-2 Сме	с. 4-2 Смесь корунда и бемита			

Приложение

А Массовый коэффициент поглощения

Массовый коэффициент поглощения для элемента *i* зависит от длины волны излучения λ. Предположим, что общее поглощение материала вызвано фотоэлектрическим эффектом, а также упругим (Рэлеевским) и неупругим (Комптоновским) поглощением. В этом случае общий коэффициент поглощения:

 $\mu_i = \mu_i^{pe} + \mu_i^R + \mu_i^C$

где μ_i^{pe} - коэффициент поглощения, связанный с фотоэлектрическим эффектом, μ_i^R - упругим, μ_i^C - неупругим поглощением.

А.1 Ослабление вследствие фотоэлектрического эффекта

Энергия фотона E = hv больше или равна энергии ионизации атомного уровня. Фотон поглощается с одновременным выбиванием электрона с этого уровня.



Рис. А-1 Фотоэлектрический эффект

Если энергия фотона меньше энергии ионизации данного электронного уровня, электроны не оказывают на него никакого влияния. Поэтому спектр поглощения $\mu_i^{pe}(\lambda)$ не является непрерывным; поглощение постепенно растет с увеличением длины волны до точки разрыва, после чего резко уменьшается (см. рис. А-2). Между двумя точками разрывов чем больше длина волны (ниже энергия), тем больше поглощение (the cross section of interaction of a photon grows the wavelength). Между точками разрыва $\mu_i^{pe}(\lambda)$ подчиняется закону Брэгга-Пирса:

$$\mu_i^{pe} = k \cdot Z^4 \cdot \lambda^3$$

где k – константа, зависящая от электронного уровня (K, L1, L2, L3...), Z - атомный номер атома i.



Рис. А-2 Иллюстрация закона Брэгга-Пирса

А.2 Ослабление вследствие упругого рассеяния

Рентгеновские лучи рассеиваются одиночными атомами; в данном случае мы допускаем, что имеет место только упругое рассеяние, т.е фотон не теряет энергию в процессе взаимодействия (Рэлеевское¹ рассеяние). Интерференция рентгеновских лучей, рассеянных большим количеством атомов несет информацию о пространственном распределении этих атомов (рентгеновская кристаллография) – данный эффект характеризуется *I*₁ в разделе 2.1 функции ослабления.

Джон Уильям Стретт, третий барон Рэлей (1842-1919), Нобелевский лауреат 1904

С другой стороны, если мы рассматриваем одиночные атомы, рассеяние на них приводит к рассеянию рентгеновского пучка и, следовательно снижение интенсивности в данном направлении.



Рис. А-3 Ослабление в результате упругого поглощения

Полуклассическая модель электрона, которая используется для расчета данного эффекта неточна вблизи границ поглощения (вследствие резонанса тонких структур² и электронно-дырочного взаимодействия), и для фотонов, энергия которых ниже 50 эВ (в этом случае во взаимодействие вовлечены валентные орбитали, которые зависят от химической связи).

А.3 Ослабление вследствие неупругого рассеяния

Если рентгеновский фотон в процессе взаимодействия теряет часть своей энергии и переизлучается с большей длиной волны – данный эффект называется неупругим рассеянием (эффект Комптона³): фотон выбивает крайний электрон, который слабо связан с ядром. В основном данный эффект наблюдается в атомах с большим Z, где электроны расположены относительно далеко от ядра, вследствие чего энергии связей меньше.



В Расчет ослабления

Монохромное рентгеновское излучение длины волны λ (с энергией *E*) падает на твердую мишень с интенсивностью I_0 . Рассчитаем распределение всего сигнала с тонкого слоя пробы толщиной *x*. Перед тем, как пучок достигнет элементарного объема *dV* данного слоя, он будет ослаблен; ослабление зависит от длины пути и угла падения пучка ψ_1 :

$$d^{3}I = \frac{I_{0}}{\sin\psi_{1}} \exp\left(-\mu \cdot \rho \cdot \frac{x}{\sin\psi_{1}}\right) \cdot dV$$

где μ - коэффициент поглощения для λ , ρ - плотность материала. Коэффициент $1/\sin \psi_1$ для I_0 характеризует уширения пучка: чем меньше угол ψ_1 (скользящее падение), тем шире облученная поверхность для заданного телесного угла пучка и ниже плотность энергии, получаемой поверхностью.

2

этот эффект используется в EXAFS: (+extended X-ray absorption fine structure)

³ Arthur Holly COMPTON (1892-1962), Nobel prize in 1927

Рассеянное излучение с той же длиной волны проходит сквозь пробу и попадает на детектор под углом ψ_2 :

$$d^{3}I' = d^{3}I \cdot F \cdot \exp\left(-\mu \cdot \rho \cdot \frac{x}{\sin\psi_{2}}\right) \cdot dV$$

где *F* – коэффициент рассеяния, следовательно

/

$$d^{3}I' = \frac{I_{0}}{\sin\psi_{1}} \cdot F \cdot \exp\left(-\mu \cdot \rho \cdot x \cdot \left(\frac{1}{\sin\psi_{1}} + \frac{1}{\sin\psi_{2}}\right)\right) \cdot dV$$

Подстановка *х* для образца толщиной *d* дает:

$$I = \frac{I_0}{\sin\psi_1} \cdot F \cdot \frac{1 - e^{-\beta \cdot \rho \cdot d}}{\beta} \cdot S = I_1 \cdot \left(- e^{-\beta \cdot \rho \cdot d} \right)$$

где *S* – профиль пучка (предполагается, что плотность энергии пучка постоянно), *I*₁ – интенсивность зарегистрированная детектором "полубесконечной" пробы (с бесконечной толщиной),

$$\beta = \frac{1}{\sin\psi_1} + \frac{1}{\sin\psi_2}$$



Рис. В.1 Поглощение вдоль пути луча

Указатель

2

2 Theta (deviation angle) 6

A

Absorption coefficient 3, 9 linear ~ 3 mass ~ 3 Analyzed depth 4 Angle deviation 3, 6 incidence 3, 6, 12 ψ 1 12 ψ 2 12 Attenuation coefficient linear ~ 3 mass ~ 3, 9

B

Beer-Lambert law 3 Bragg-Pierce absorption law 9

С

Chemical composition 5 Composition 5 Compton effect attenuation 11

D

Density 6 Depth (analyzed ~) 4 percentage of the total beam 6 result 6 Deviation angle 3, 6

Ε

Elastic scattering attenuation 10 Energy (of the tube radiation photons) 6

G

Gamma (incidence angle) 6

I

Incidence angle 3, 6, 12

L

Linear absorption coefficient 3 Linear attenuation coefficient 3

М

Mass absorption coefficient 3 Mass attenuation coefficient 3, 9

Ρ

Photoelectric attenuation 9

Q

Quit and Save button 6 Quit button 6

R

Radiation (X-ray tube) 6

S

Siegebahn notation (radiation) 6 Specific mass 6

W

Wavelength (of the tube radiation) 6